

Οδηγός χρήσης

Συμβατό λειτουργικό σύστημα και απαιτήσεις

1. Android 4.4 και νεότερες εκδόσεις
2. IOS 8.5 και άνω
3. Υποστήριξη Bluetooth 4.0 και άνω

Εισαγωγή

1. Διεπαφή κλήσης: Παρέχει 3 τύπους διασύνδεσης κλήσης. Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα και η υπόλοιπη ενέργεια.
2. Διεπαφή πληροφοριών δραστηριοτήτων: Καταγράφει τα βήματα, την απόσταση και τις θερμίδες που καίγονται μέσα.
3. Διεπαφή πληροφοριών βραχιολιού: Ελέγξτε την έκδοση του μοντέλου βραχιολιού.
4. Διεπαφή πληροφοριών ποιότητας ύπνου: Μετρήστε την ποιότητα ύπνου καθημερινά. Υπολογίστε και αναλύστε το βαθύ χρόνο ύπνου και τον ελαφρύ χρόνο ύπνου με βάση την ποιότητα ύπνου.
5. Διεπαφή λειτουργίας: Συμπεριλαμβάνεται η μέτρηση του καρδιακού ρυθμού, της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, της μέτρησης του οξυγόνου και άλλων λειτουργιών. Μπορείτε να μετρήσετε τον καρδιακό ρυθμό σε πραγματικό χρόνο, το οξυγόνο του αίματος, την αρτηριακή πίεση εισάγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. Το αποτέλεσμα θα καταγραφεί στην εφαρμογή.
6. Πίνακας ελέγχου μουσικής: Αφού συνδεθείτε στο APP, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων στο τηλέφωνο από το βραχιόλι, μπορείτε να παίξετε / παύσετε τη μουσική, να επιλέξετε το προηγούμενο και το επόμενο τραγούδι.
7. Σελίδα προφύλαξης οθόνης: Η προφύλαξη οθόνης μπορεί να επιλεγεί από την εφαρμογή.

Παρουσίαση

Σύρετε προς τα κάτω στη διεπαφή κλήσης για εναλλαγή στη διεπαφή πληροφοριών δραστηριοτήτων. Σύρετε μία ακόμη φορά για εναλλαγή στη διεπαφή πληροφοριών ποιότητας ύπνου. Σύρετε ξανά προς τα κάτω για να επιστρέψετε στη διεπαφή κλήσης.

Ανοίξτε τη διεπαφή κλήσης για να μεταβείτε σε πληροφορίες βραχιολιού, σύρετε προς τα κάτω για να επιστρέψετε στη διεπαφή κλήσης.

Πατήστε παρατεταμένα τη διεπαφή κλήσης για να μπειτε στην επιλογή κλήσης. Σύρετε αριστερά για να επιλέξετε τη διεπαφή. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της επιλογής.

Σύρετε προς τα αριστερά για μετάβαση στη σελίδα λίστας λειτουργιών, σύρετε προς τα πάνω και κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία. Slideright για επιστροφή στη διεπαφή κλήσης. Στη σελίδα λίστας λειτουργιών, πατήστε το όνομα λειτουργίας για να μπειτε στο δευτερεύον μενού. Για παράδειγμα, πατήστε τη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού για να μπειτε στη διεπαφή μέτρησης καρδιακού ρυθμού. Σε όλες τις διεπαφές μέτρησης, σύρετε προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στη σελίδα λίστας λειτουργιών, σύρετε προς τα επάνω για να επιστρέψετε στη διεπαφή κλήσης.

Πώς να συνδεθείτε στο Wearfit 2.0

Wearfit20 APP κωδικός QR

(Το Wearfit20 επιτρέπει τη χρήση λειτουργιών εφαρμογών για κινητά)

Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για λήψη ή αναζήτηση "Wearfit 20" στο κατάστημα Android ή στο κατάστημα APP για λήψη και εγκατάσταση

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο την οθόνη για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το βραχιόλι, ανοίξτε το Wearfit 2.0 APP Ακολουθήστε το εκπαιδευτικό υλικό σύνδεσης APP για αναζήτηση συσκευής, επιλέξτε μοντέλο συσκευής: Για συσκευές IOS, παρακαλούμε πατήστε σύζευξη Bluetooth για πρώτη φορά σύνδεση Στη συνέχεια, το βραχιόλι θα είναι σε θέση να λαμβάνει τις εισερχόμενες κλήσεις, τα κείμενα και τις μορφοποιήσεις που προωθούνται από το ios

Εισαγωγή στο Wearfit 2.0

1. Αρχική σελίδα. πρόσθετες λειτουργίες. προσωπικές πληροφορίες
2. Ενότητα ύπνου: Καταγράψτε τις καθημερινές, εβδομαδιαίες και μηνιαίες πληροφορίες ύπνου με τη μορφή γραφήματος. Βασιστείτε στα δεδομένα βραχιολιού για να υπολογίσετε την καθημερινή ποιότητα ύπνου και τον χρόνο ύπνου
3. Ενότητα βημάτων: Ένα γράφημα θα δείξει τα βήματα, την απόσταση και τις θερμίδες που καίγονται ανάλογα. Παρέχετε μια εικόνα για τον χρήστη των καθημερινών,εβδομαδιαίων και μηνιαίων πληροφοριών.
4. Μονάδα καρδιακού ρυθμού: Παρέχει τις λεπτομέρειες της καρδιάς σας καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία. Ο καρδιακός σας ρυθμός μετράται κάθε ώρα.
5. Ενότητα αρτηριακής πίεσης: Παρέχει τις λεπτομερείς πληροφορίες της αρτηριακής σας πίεσης καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία. Η αρτηριακή σας πίεση θα μετράται κάθε ώρα.
6. Ενότητα οξυγόνου αίματος: Παρέχετε τις λεπτομερείς πληροφορίες του αίματος σας οξυγόνου καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία Το οξυγόνο στο αίμα σας θα μετράται κάθε ώρα.
7. Ενότητα κόπωσης: Μετρήστε την πραγματική σας κόπωση σε πραγματικό χρόνο και προβάλλει την πληροφορία κάθε ώρα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να φορτίσετε το βραχιόλι με το κλιπ φόρτισης όταν η μπαταρία είναι χαμηλή

Βασικές παράμετροι

Μέγεθος οθόνης 3 ιντσών

Bluetooth Bluetooth4.0

Αδιάβροχο επίπεδο IP67

Τύπος μπαταρίας Μπαταρία πολυμερούς λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας 170mah

Χρόνος φόρτισης 2 ώρες

Μέγεθος βραχιολιού 245mm × 20mm × 2.6mm

Φόρτιση κλιπ φόρτισης, τάση 5V

Οθόνη αφής Πλήρης οθόνη αφής

Εγχειρίδιο οδηγιών Βραχιόλι + βραχιολάκι + κλιπ φόρτισης