



Πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.



Διατηρήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.



Διαχωρίστε και μετρήστε όλα τα μέρη και το υλικό.



Διαβάστε προσεκτικά κάθε βήμα και ακολουθήστε τη σωστή σειρά.



Συνιστούμε, όπου είναι δυνατόν, όλα τα αντικείμενα να συναρμολογούνται κοντά στην περιοχή στην οποία θα τεθούν σε χρήση, για να αποφύγετε την άσκοπη μετακίνηση του προϊόντος μόλις συναρμολογηθεί.



Τοποθετείτε πάντα το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή και σταθερή επιφάνεια.



Κρατήστε όλα τα μικρά εξαρτήματα και υλικά συσκευασίας για αυτό το προϊόν μακριά από μωρά και παιδιά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο πνιγμού.



Εισαγωγή

Ο πτυσσόμενος αλουμινένιος κύλινδρος είναι κατάλληλος για καθημερινή χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερικούς και εξωτερικούς σκοπούς. Ο ελαφρύς σχεδιασμός προσφέρει μεταφορά και το ανθεκτικό πλαίσιο από αλουμίνιο παρέχει σταθερότητα και υποστήριξη εύκολα όταν χρησιμοποιείται.

Ο κύλινδρος έρχεται με υψηλής ποιότητας συμπαγή μαύρα ελαστικά διάτρησης. Έχουμε επίσης συμπεριλάβει εξαιρετικές δυνατότητες όπως εργονομικά χειροκίνητα χειρόφρενα με αρθρικό φιλικό καλώδιο. Η συμπαγής αναδιπλούμενη σχεδίαση βοηθά στην καθημερινή και την αποθήκευση και υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις ύψους για να διασφαλιστεί ότι αυτό το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε άτομο.

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται πάντα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και φέρουν σήμανση CE που πληρούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Οδηγίες συναρμολόγησης

Ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα για τη συναρμολόγηση του περιπατητή σας –

1. Ανοίξτε το κύριο πλαίσιο έτσι ώστε το κάθισμα να κλειδώσει στη θέση του σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κύριο πλαίσιο του κυλίνδρου σε μια σταθερή επιφάνεια.



2. Εισάγετε τα δύο ρυθμιζόμενα ύψος τμήματα λαβής στο κύριο πλαίσιο με την ένδειξη “Α” στην παραπάνω εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί κουμπώματος έχει ασφαλίσει στη θέση της προτιμώμενης ρύθμισης ύψους.



3. Εισαγάγετε τους δύο πίσω τροχούς φρένων στο κύριο πλαίσιο με την ένδειξη “Β” στην παραπάνω εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί snap έχει ασφαλίσει στη θέση του σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.



4. Εισαγάγετε τους δύο μπροστινούς τροχούς στο κύριο πλαίσιο με την ένδειξη “C” Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ασφάλισης έχει ασφαλίσει στη θέση του σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.



5. Τώρα ο περιπατητής σας είναι έτοιμο για χρήση! Πάντα βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει ότι είναι σωστή η συναρμολόγηση του περιπατητή πριν από τη χρήση.



Προδιαγραφές

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου

Πτυσσόμενο συμπαγής σχεδιασμός

136kg Μέγιστο βάρος χρήστη

Περιλαμβάνει τσάντα για ψώνια

NW 7.1kg / GW 8.9kg

Διαστάσεις (σε CM) - Μήκος = 83 / Πλάτος = 57

Διατίθεται σε μεταλλικό ασημί και μπλε χρώμα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Είναι σημαντικό να διατηρείτε τον εαυτό σας ασφαλή ανά πάσα στιγμή όταν χρησιμοποιείτε το περιπατητή σας, ειδικά όταν περπατάτε σε πλαγιές, κλίσεις ή κατά τη διαπραγμάτευση βημάτων ή περιορισμών.

Επιλέξτε τη διαδρομή σας προσεκτικά για να αποφύγετε ανώμαλα ή μαλακά εδάφη όπου είναι δυνατόν. Μην χρησιμοποιείτε το περιπατητή σε κλίση εάν καλύπτεται από χιόνι, πάγο ή μεμβράνη με νερό ή λάδι.

Δεν πρέπει να κάνετε μη εξουσιοδοτημένες προσαρμογές ή αλλαγές στον κύλινδρο σας, καθώς αυτό μπορεί να το κάνει ασταθές. Εξασκηθείτε σε επίπεδο έδαφος καθώς και να ανεβαίνετε αργά και κάτω.

Μόνο ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιπατητή σε κανονική χρήση. Ποτέ μην στέκεστε στο πλαίσιο, το κάθισμα ή τους τροχούς κατά τη χρήση.

Οι μη επαγγελματικές ή εσφαλμένες εργασίες προσαρμογής ή προσαρμογής θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Οι χρήστες ενδέχεται να θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο χρησιμοποιώντας ακατάλληλα το περιπατητή τους.

Πάντα να πατάτε τα φρένα στάθμευσης όταν είναι σταματημένο, εκτός από την αποθήκευση του προϊόντος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα φρένα δεν είναι κατάλληλα για επιβράδυνση του περιπατητή, είναι μόνο για σκοπούς στάθμευσης. Σε περίπτωση ζημιάς ή απαιτούμενης επισκευής, μην χρησιμοποιείτε αμέσως το ρολό σας για κανένα σκοπό.

Πάντα σιγουρευτείτε ότι έχετε συναρμολογήσει πλήρως και ελέγχετε προσεκτικά τον κύλινδρο πριν από τη χρήση.