

Οδηγίες χρήσης

Ζώνη Ηλεκτροδιέγερσης - Σύστημα Παθητικής Εκγύμνασης Κοιλιακών SPM 10716



Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για το μέλλον.

Σημαντικό: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

- Παρακαλώ διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο τμήμα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά.

- Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Οδηγός εγκατάστασης:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας
2. Εγκαταστήστε τη μπαταρία σωστά
3. Τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου στην κοιλιακή επιφάνεια
4. Ξεκολλήστε τα αυτοκόλλητα τακάκια
5. Συνδέστε τη συσκευή στην κοιλιά
6. Τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου στα τακάκια των ώμων
7. Ξεκολλήστε τα αυτοκόλλητα τακάκια
8. Συνδέστε τη συσκευή στα χέρια σας
9. Πρώτα, ξεκινήστε με τη χαμηλότερη ισχύ

Αλλαγή μπαταρίας:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα
2. Επιβεβαιώστε τα "+" και "-" και τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά (2xAAA μπαταρίες)
3. Κλείστε το καπάκι
4. Ενεργοποιήστε το διακόπτη και επιβεβαιώστε την ενδεικτική λυχνία

Οδηγίες πίνακα ελέγχου:



1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ενεργοποίηση. INC: αύξηση
2. OFF: απενεργοποίηση. DEC: μείωση
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: διακόπτης προγράμματος

Ο μυϊκός ηλεκτροδιεγέρτης έχει 6 τρόπους. Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 12 λεπτά.

Προσοχή:

Πριν τοποθετήσετε ηλεκτρόδια στο δέρμα, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι καθαρό και στεγνό.

Αποθήκευση και συντήρηση

1. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
2. Μετά τη χρήση, κολλήστε το φύλλο στο εσωτερικό του μασάζ για να αποφύγετε το στέγνωμα του σιλικόνης.
3. Τα βρώμικα σημεία κ.λπ. στο περίβλημα πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί και ουδέτερο υλικό καθαρισμού και να σκουπίζονται ξανά με ένα στεγνό πανί.
4. Μην φυλάσσετε στον ήλιο, σε υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, σε υγρό, σκονισμένο μέρος και κοντά σε φωτιά.
5. Μακριά από παιδιά.
6. Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
7. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 1 μήνα), αφαιρέστε τις μπαταρίες.

