

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SJLDSJGMTZDLV1SLQV0



Ανυψωμένο Κάθισμα Τουαλέτας

Προειδοποίηση

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο για να αποφύγετε τραυματισμό, φθορά του προϊόντος ή ακύρωση της εγγύησης.

Αναζητήστε **επαγγελματική βοήθεια** εάν εμφανίσετε δυσφορία ή τραυματισμό κατά τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχετε ιατρικούς περιορισμούς χωρίς προηγούμενη έγκριση γιατρού.

- Ελέγχετε τακτικά την ασφάλεια των εξαρτημάτων και επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της VEVOR αν έχετε αμφιβολίες.
- Εξασφαλίστε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και τοποθετείται **πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια**.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές με **νερό, υγρασία ή ασταθές έδαφος**.
- **Μην αποσυναρμολογείτε** τη συσκευή εκτός αν είναι απαραίτητο, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη σταθερότητα και την ασφάλεια.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο γνήσια εξαρτήματα VEVOR** για αντικατάσταση ή επισκευή.
- Ελέγξτε τη **συμβατότητα των ρολών** ή των στηριγμάτων πριν τη χρήση.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε **μακριά από κατοικίδια και παιδιά** — περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό.
- Κατά τη χρήση ή τη συναρμολόγηση, αποφύγετε υπερβολική θερμότητα ή ψύχος.
- Αν παρουσιαστεί αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε υλικό, **σταματήστε αμέσως τη χρήση** και συμβουλευτείτε γιατρό.

Πολιτική Εγγύησης

Η VEVOR εγγυάται ότι το προϊόν είναι **ελεύθερο ελαττωμάτων** σε υλικά και κατασκευή για περίοδο **3 ετών** από την ημερομηνία αγοράς.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη τα εξής:

- Η εγγύηση **δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά**, κακή χρήση ή ακατάλληλη συντήρηση.
- Δεν ισχύει για **ανταλλακτικά μη εξουσιοδοτημένης προέλευσης**.
- Για χρήση της εγγύησης απαιτείται **απόδειξη αγοράς**.
- Η εγγύηση **δεν μεταβιβάζεται** και ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
- Ζημιές από **υγρασία, ακατάλληλη χρήση ή ατυχήματα** δεν καλύπτονται.

Σημαντικές Οδηγίες

1. Μην υπερβαίνετε το **μέγιστο φορτίο 350 lbs (≈160 kg)**.
 2. Χρησιμοποιείτε μόνο σε **επίπεδες και σταθερές επιφάνειες**.
 3. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση για **φθορές ή χαλαρά μέρη**.
 4. Καθαρίζετε με **ουδέτερο καθαριστικό και νερό**, και στεγνώνετε καλά.
 5. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν **ταιριάζει στις σωματικές σας ανάγκες**.
-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Τιμή
Μοντέλο	FBL760598
Μέγιστο φορτίο	350 lbs (160 kg)
Υψος καθίσματος	490–640 mm
Καθαρό βάρος	3,0 kg
Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)	525 × 640 × 655–805 mm


Κατάλογος Ανταλλακτικών

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, **ελέγξτε προσεκτικά** αν περιλαμβάνονται όλα τα μέρη που αναφέρονται στη λίστα και ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

Αν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα ή έλλειψη, **μη συναρμολογήσετε** τη συσκευή και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της VEVOR.

Λίστα Εξαρτημάτων (Part List)

A/A	Κωδικός Εξαρτήματος	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Left Front Main Frame	Αριστερό εμπρόσθιο πλαίσιο	1
2	Left Rear Main Frame	Αριστερό οπίσθιο πλαίσιο	1
3	Leg Tube	Σωλήνας ποδιού	4
4	Seat	Κάθισμα	1
5	Foot Knob	Κουμπί ρύθμισης βάσης	4
6	Paper Towel Holder	Θήκη για χαρτί καθαρισμού	1
7	Storage Bag	Τσάντα αποθήκευσης	1
8	Right Rear Main Frame	Δεξί οπίσθιο πλαίσιο	1
9	Right Front Main Frame	Δεξί εμπρόσθιο πλαίσιο	1
10	Armrest Tube	Σωλήνας μπράτσου	2
11	Seat Frame Tube	Σωλήνας σκελετού καθίσματος	2



🔧 Οδηγίες Συναρμολόγησης (Installation Procedures)


Βήμα 1

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, τα **τέσσερα πόδια (3)** τοποθετούνται αντίστοιχα στα πλαίσια:

- Αριστερό εμπρόσθιο πλαίσιο (1)
- Αριστερό οπίσθιο πλαίσιο (2)
- Δεξί οπίσθιο πλαίσιο (8)
- Δεξί εμπρόσθιο πλαίσιο (9)

➡ Ευθυγραμμίστε τις οπές των σωλήνων και εισάγετε τα πόδια ώστε να ασφαλίσουν σταθερά.

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει **σε επίπεδη επιφάνεια** για μέγιστη σταθερότητα.




🔧 Οδηγίες Συναρμολόγησης (Installation Procedures)

Βήμα 2

Όπως φαίνεται στο σχήμα, τα συναρμολογημένα πλαίσια:

- Αριστερό εμπρόσθιο (1),
- Αριστερό οπίσθιο (2),
- Δεξί οπίσθιο (8),
- Δεξί εμπρόσθιο (9)


τοποθετούνται **μέσα στους σωλήνες των μπράτσων (10)**, έτσι ώστε οι εσωτερικές σφαίρες ασφάλισης να κουμπώσουν σωστά στη θέση τους.



Βήμα 3

Εισάγετε τα **συναρμολογημένα αριστερά και δεξιά κύρια πλαίσια** μέσα στις οπές των **σωλήνων του σκελετού καθίσματος (11)**, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

→ Ελέγξτε ότι οι σωλήνες έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρως πριν προχωρήσετε.



Βήμα 4

Όπως φαίνεται στο σχήμα, τοποθετήστε τα **τέσσερα κουμπιά ρύθμισης (5)** στις αντίστοιχες οπές των κύριων πλαισίων (αριστερού και δεξιού) και των σωλήνων του σκελετού καθίσματος (11), ώστε να ασφαλίσουν στη θέση τους.



Βήμα 5

Όπως φαίνεται στο σχήμα, τοποθετήστε το **κάθισμα (4)** επάνω στον σκελετό και κουμπώστε τα **C-clips** στο κάτω μέρος του καθίσματος, πιέζοντάς τα ώστε να εφαρμόσουν πάνω στους σωλήνες του καθίσματος (11).



Όπως φαίνεται στην εικόνα,

- τοποθετήστε την **τσάντα αποθήκευσης (7)** στη **δεξιά πλευρά** του προϊόντος και
- τη **θήκη για ρολό χαρτιού (6)** στη **αριστερή πλευρά**.

💡 **Σημείωση:** Η τσάντα αποθήκευσης και η θήκη για ρολό χαρτιού μπορούν να **ανταλλαχθούν μεταξύ τους**, ανάλογα με τη συνήθεια ή την προτίμηση του χρήστη.

